

## ECL化学发光检测试剂盒

**【产品简介】** ECL (Enhanced Chemiluminescent) 化学发光检测试剂盒, 常用于检测HRP (辣根过氧化物酶) 标记的目的条带。本试剂是基于鲁米诺-过氧化物体系改良而来, 应用了改良的Enhancer和氧化剂, 发光强度更高, 稳定性更好, 不含有毒试剂, 安全性更高。

**【货号】** P1058

**【规格】** 100ml/200ml/500ml

**【保存条件】** 4℃避光保存, 有效期一年

**【包装清单】**

| 编号      | 名称                | 规格               |
|---------|-------------------|------------------|
| P1058-A | ECL 化学发光检测试剂盒 A 液 | 50ml/100ml/250ml |
| P1058-B | ECL 化学发光检测试剂盒 B 液 | 50ml/100ml/250ml |

**【使用说明】** 1、准备工作稀释液,将超敏 ECL 化学发光检测试剂盒 A 液和超敏 ECL 化学光检测试剂盒 B 液按体积比例 1:1 混合。(为了获得最佳效果,工作液最好现配现用;吸取 A/B 液时要更换吸头,以免污染试剂)

2、从 TBST 或 PBST 缓冲液中取出膜,用吸水纸小心吸去膜上多余缓冲液但主要不要让膜干燥。

3、将膜上有蛋白的一面朝上平整地铺在塑料膜上,加上配好的工作稀释液用量以覆盖膜为基准,通常 1ml 工作液可以覆盖大约 10cm<sup>2</sup> 的膜。

4、将膜与工作稀释液置于暗处孵育 1-5min (具体孵育时间于蛋白的类型和体效价有关), 以确保整个表面覆盖。

5、通过放射自显影胶片或成像设备获取信号。对于一个未知的蛋白,可调不同曝光的时间来获得最佳成像结果。

**【注意事项】** 1、为了您的身体安全及健康,请穿实验服及佩戴一次性手套操作。  
2、本产品仅限于科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或品。