广州天涯生物技术有限公司
电话：020－3107 8154

5% BSA封闭液（TBS缓冲系统）

【产品简介】 5% BSA封闭液(TBS缓冲系统) 适用于Western Blotting、ELISA 以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合，降低背景,增强信噪比,以达到理想的显色效果。

【货　　号】 P1036

【规　　格】 100ml

【保存条件】 -20℃保存，有效期为1年。

【使用说明】

本产品为即用型，无需稀释。在冰上化冻后，加入足够量的BSA封闭液充分覆盖载体表面，振荡封闭即可，封闭时间依据实验而定，一般室温封闭半小时至1小时，然后进行抗体孵育等后续操作。对于高背景的抗体可以4℃封闭过夜

【注意事项】

1. 为了您的身体安全及健康，请穿实验服及佩戴一次性手套操作。
2. 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。