

GPX4 Monoclonal antibody

【货号】 AM20105

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	GPX4 Monoclonal antibody
◆规格	50ul
◆别名	GSHPx 4, GPx-4, GPx 4
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GPX4
◆理论分子量	22 kDa
◆实际分子量	17 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2879
◆GenBank Accession Number	BC021567
◆UNIPROT	P36969
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:4000 for western blotting (WB) 1:400-1:1600 for Immunofluorescence (IF) 1:1000-1:4000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。