

NRF2/NFE2L2 Monoclonal antibody

【货号】 AM20107

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	NRF2/NFE2L2 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	HEBP1; NF E2 related factor 2; NFE2 related factor 2; NFE2L2; NRF2; NRF2; NFE2L2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2
◆经测试应用	WB
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human NRF2
◆理论分子量	68 kDa
◆实际分子量	68 kDa, 110 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4780
◆GenBank Accession Number	BC011558
◆UNIPROT	Q16236
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。