

BAX Monoclonal antibody

【货号】 AM20108

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	BAX Monoclonal antibody
◆规格	50ul
◆别名	Bcl-2-like protein 4, Bcl2-L-4, Apoptosis regulator BAX, 4G5E8
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	BCL2-associated X protein
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human BAX
◆理论分子量	21 kDa
◆实际分子量	15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	581
◆GenBank Accession Number	BC014175
◆UNIPROT	Q07812
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:5000-1:20000 for western blotting (WB) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。