

STAT3 Monoclonal antibody

【货号】 AM20112

【规格】 50ul

【产品信息】

◆产品名称	STAT3 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	3G2D12, Acute-phase response factor, APRF, HIES, STAT 3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	STAT3
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human STAT3
◆理论分子量	88 kDa
◆实际分子量	75-88 kDa
◆Gene ID (NCBI)	6774
◆GenBank Accession Number	BC000627
◆UNIPROT	P40763
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:300-1:3000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF)/ICC 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。