

## SOD1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20113

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	SOD1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	IPOA, hSod1, homodimer, EC:1.15.1.1, ALS1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	superoxide dismutase 1, soluble
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat, Pig
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human SOD1
◆理论分子量	16 kDa
◆实际分子量	15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	6647
◆GenBank Accession Number	BC001034
◆UNIPROT	P00441
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:500 for Immunohistochemistry (IHC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。