

## P53 Monoclonal antibody

【货号】 AM20115

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	P53 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	P53, Tumour Protein p53, Tumor suppressor p53, tumor protein p53, Antigen NY-CO-13
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	tumor protein p53
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human,Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human P53
◆理论分子量	53 kDa
◆实际分子量	53 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7157
◆GenBank Accession Number	BC003596
◆UNIPROT	P04637
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:1000-1:4000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。