

# Vimentin Monoclonal antibody

【货号】 AM20116

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ◆产品名称                        | Vimentin Monoclonal antibody  |
| ◆规格                          | 50ul/100ul  |
| ◆别名                          | VIM, 3H9D1  |
| ◆产品类型                        | Monoclonal  |
| ◆基因全称                        | vimentin  |
| ◆经测试应用                       | WB, IHC, IF/ICC   |
| ◆宿主                          | Mouse   |
| ◆种属反应性                       | Human, Mouse, Rat   |
| ◆免疫原                         | A synthesized peptide derived from human Vimentin   |
| ◆理论分子量                       | 54 kDa  |
| ◆实际分子量                       | 55-60 kDa   |
| ◆Gene ID (NCBI)              | 7431  |
| ◆GenBank<br>Accession Number | BC000163  |
| ◆UNIPROT                     | P08670  |
| ◆形式                          | Liquid  |
| ◆保存条件                        | Store at -20°C. Stable for one year after shipment.   |
| ◆建议稀释度                       | 1:10000-1:50000 for western blotting (WB)<br>1:2000-1:8000 for Immunohistochemistry (IHC)<br>1:250-1:1000 for Immunofluorescence (IF/ICC) |

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。