

# ERK1/2 Monoclonal antibody

【货号】 AM20117

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	ERK1/2 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ERK, ERK1, ERK2, 4G8A11, EC:2.7.11.24
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	mitogen-activated protein kinase 3
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ERK1/2
◆理论分子量	43 kDa
◆实际分子量	38-44 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5595
◆GenBank Accession Number	BC013992
◆UNIPROT	P27361
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:1000-1:3000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。