

Occludin Monoclonal antibody

【货号】 AM20126

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Occludin Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	OCLN, 1D3C4
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	occludin
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat, Pig
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Occludin
◆理论分子量	59 kDa
◆实际分子量	59 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4950
◆GenBank Accession Number	BC029886
◆UNIPROT	Q16625
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:50-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。