

Vinculin Monoclonal antibody

【货号】 AM20129

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Vinculin Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	3A11F8, CMD1W, Metavinculin, MV, MVCL
◆产品类型	内参抗体
◆基因全称	vinculin
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Vinculin
◆理论分子量	124 kDa
◆实际分子量	124 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7414
◆GenBank Accession Number	BC039174
◆UNIPROT	P18206
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:500-1:2000 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。