

Calnexin Monoclonal antibody

【货号】 AM20144

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Calnexin Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CANX, 2A2C6, CNX, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	Calnexin
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Calnexin
◆理论分子量	90 kDa
◆实际分子量	90 kDa
◆Gene ID (NCBI)	821
◆GenBank Accession Number	BC003552
◆UNIPROT	P27824
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2000-1:10000 for western blotting (WB) 1:500-1:2000 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

◆本产品仅限科研使用。