

VDAC1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20148

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	VDAC1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Porin, VDAC1, Porin 31HL, PORIN 31 HL, Plasmalemmal porin
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	voltage-dependent anion channel 1
◆经测试应用	WB, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human VDAC1
◆理论分子量	31 kDa
◆实际分子量	34 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7416
◆GenBank Accession Number	NM_003374
◆UNIPROT	P21796
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF-P)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。