

COXIV Monoclonal antibody

【货号】 AM20154

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	COXIV Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	COX4I1, 2A7B2, COX IV-1, COX4, Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human COXIV
◆理论分子量	19 kDa
◆实际分子量	10-15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1327
◆GenBank Accession Number	BC021236
◆UNIPROT	P13073
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。