

AMPK Alpha 1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20157

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	AMPK Alpha 1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	AMPK, AMPK alpha, AMPK Alpha 1, AMPK subunit alpha 1, AMPK1, AMPKa1, PRKAA1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human AMPK
◆理论分子量	63 kDa
◆实际分子量	60-70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5562
◆GenBank Accession Number	BC012622
◆UNIPROT	Q13131
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:1500 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；

◆本产品仅限科研使用。