

IL-18 Monoclonal antibody

【货号】 AM20158

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	IL-18 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	IL18, Pre-IL18, 5C6F8, Ibctadekin, IFN-gamma-inducing factor
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	IL-18
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IL-18
◆理论分子量	22 kDa
◆实际分子量	10-15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3606
◆GenBank Accession Number	BC007461
◆UNIPROT	Q14116
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。