

CD63 Monoclonal antibody

【货号】 AM20160

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	CD63 Monoclonal antibody
◆规格	50ul
◆别名	3D4D1, CD 63, CD63 antigen, Limp1, Lysosomal-associated membrane protein 3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	CD63 molecule
◆经测试应用	WB, IHC, IF-P
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human CD63
◆理论分子量	26 kDa
◆实际分子量	35 kDa , 40-60 kDa
◆Gene ID (NCBI)	967
◆GenBank Accession Number	BC002349
◆UNIPROT	P08962
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF) 1:200-1:600 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。