

c-Fos Monoclonal antibody

【货号】 AM20178

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	c-Fos Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	FOS, Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit, Cellular oncogene fos, C FOS
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	FOS
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human c-Fos
◆理论分子量	41 kDa
◆实际分子量	56 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2353
◆GenBank Accession Number	BC004490
◆UNIPROT	P01100
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。