

ATG7 Monoclonal antibody

【货号】 AM20188

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ATG7 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	2B5A10, APG7 LIKE, APG7L, ATG12-activating enzyme E1 ATG7, Autophagy related protein 7
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	ATG7 autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ATG7
◆理论分子量	78 kDa
◆实际分子量	70-78 kDa
◆Gene ID (NCBI)	10533
◆GenBank Accession Number	BC000091
◆UNIPROT	O95352
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。