

## pan Ras Monoclonal antibody

【货号】 AM20191

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	pan Ras Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	KRAS, 4H4G7, C K RAS, c Ki ras, c-Ki-ras
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human KRAS
◆理论分子量	21 kDa
◆实际分子量	21 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3845
◆GenBank Accession Number	BC013572
◆UNIPROT	P01116
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:10000-1:30000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。