

FAF1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20208

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	FAF1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CGI 03, FAF1, FAS associated factor 1, hFAF1, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	Fas (TNFRSF6) associated factor 1
◆经测试应用	WB
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human FAF1
◆理论分子量	74 kDa
◆实际分子量	74 kDa
◆Gene ID (NCBI)	11124
◆GenBank Accession Number	BC004970
◆UNIPROT	Q9UNN5
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。