

IL-2 Monoclonal antibody

【货号】 AM20212

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	IL-2 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	IL2, 2F11C5, IL 2, interleukin 2, Interleukin-2
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	interleukin 2
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IL-2
◆理论分子量	18 kDa
◆实际分子量	15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3558
◆GenBank Accession Number	BC070338
◆UNIPROT	P60568
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 1:10-1:100 for Immunohistochemistry (IHC) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。