

# IMP3 Monoclonal antibody

【货号】 AM20213

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	IMP3 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MRPS4, IMP 3, C15orf12, BRMS2, 1E7D6
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human IMP3
◆理论分子量	22 kDa
◆实际分子量	15 kDa
◆Gene ID (NCBI)	55272
◆GenBank Accession Number	BC020557
◆UNIPROT	Q9NV31
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:4000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。