

PSMG3 Monoclonal antibody

【货号】 AM20214

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	PSMG3 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PAC-3
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	proteasome (prosome, macropain) assembly chaperone 3
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PSMG3
◆理论分子量	13 kDa
◆实际分子量	13 kDa
◆Gene ID (NCBI)	84262
◆GenBank Accession Number	BC004308
◆UNIPROT	Q9BT73
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。