

ABCD3 Monoclonal antibody

【货号】 AM20215

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ABCD3 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	ABC43, ABCD3, PMP70, PXMP1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3
◆经测试应用	WB
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ABCD3
◆理论分子量	72 kDa
◆实际分子量	72 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5825
◆GenBank Accession Number	BC068509
◆UNIPROT	P28288
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:1000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。