

NFIA Monoclonal antibody

【货号】 AM20219

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	NFIA Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	NF I/A, NF1 A, NFI A, NFI L, NFIA, Nuclear factor 1 A type, Nuclear factor 1/A,nuclear factor I/A, TGGCA binding protein
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	nuclear factor I/A
◆经测试应用	WB
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human NFIA
◆理论分子量	55 kDa
◆实际分子量	45-55 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4774
◆GenBank Accession Number	BC022264
◆UNIPROT	Q12857
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。