

RAB3GAP1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20220

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	RAB3GAP1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	4A3A1, KIAA0066, P130, Rab3 GAP, Rab3 GAP p130
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	RAB3 GTPase activating protein subunit 1 (catalytic)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human RAB3GAP1
◆理论分子量	111 kDa
◆实际分子量	120-140 kDa
◆Gene ID (NCBI)	22930
◆GenBank Accession Number	BC146809
◆UNIPROT	Q15042
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。