

# FAK Monoclonal antibody

【货号】 AM20235

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	FAK Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	PTK2, 2C5B9, EC:2.7.10.2, FADK 1, FAK1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	PTK2 protein tyrosine kinase 2
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human FAK
◆理论分子量	119 kDa
◆实际分子量	120-130 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5747
◆GenBank Accession Number	BC028733
◆UNIPROT	Q05397
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:25000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。