

DOHH Monoclonal antibody

【货号】 AM20237

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	DOHH Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	1H5H7, EC:1.14.99.29, hDOHH, HEAT-like repeat-containing protein 1, HLRC1
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	deoxyhypusine hydroxylase/monooxygenase
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human DOHH
◆理论分子量	33 kDa
◆实际分子量	33 kDa
◆Gene ID (NCBI)	83475
◆GenBank Accession Number	BC002817
◆UNIPROT	Q9BU89
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。