

PCK1 Monoclonal antibody

【货号】 AM20239

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	PCK1 Monoclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	PCK1, PEPCK C, PEPCK1, PEPCKC
◆产品类型	Monoclonal
◆基因全称	phosphoenolpyruvate carboxykinase 1 (soluble)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Mouse
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PCK1
◆理论分子量	69 kDa
◆实际分子量	69 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5105
◆GenBank Accession Number	BC023978
◆UNIPROT	P35558
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:100-1:400 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。