

## BCL2 Polyclonal antibody

【货号】 AP20119

【规格】 50ul/100ul

### 【产品信息】

◆产品名称	BCL2 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	BCL2, BCL-2
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	B-cell CLL/lymphoma 2
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human BCL2
◆理论分子量	26 kDa
◆实际分子量	25-30 kDa
◆Gene ID (NCBI)	596
◆GenBank Accession Number	BC027258
◆UNIPROT	P10415
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2000-1:10000 for western blotting (WB) 1:50-1:500 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:200-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。