

# CPT1A Polyclonal antibody

【货号】 AP20155

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	CPT1A Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Carnitine O-palmitoyltransferase 1, liver isoform, Carnitine O-palmitoyltransferase I,liver isoform, CPT I, CPT1, CPT-1A
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	carnitine palmitoyltransferase 1A (liver)
◆经测试应用	WB, IF/ICC, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human CPT1A
◆理论分子量	88 kDa
◆实际分子量	88 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1374
◆GenBank Accession Number	BC000185
◆UNIPROT	P50416
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:250-1:1000 for Immunohistochemistry (IHC) 1:150-1:600 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。