

Vimentin Polyclonal antibody

【货号】 AP20162

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Vimentin Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	VIM
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	vimentin
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human vimentin
◆理论分子量	54 kDa
◆实际分子量	56 kDa
◆Gene ID (NCBI)	7431
◆GenBank Accession Number	BC000163
◆UNIPROT	P08670
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:10000-1:50000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。