

Caspase8/P43/P18 Polyclonal antibody

【货号】 AP20182

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Caspase8/P43/P18 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CASP8, Caspase 8, Apoptotic cysteine protease, Apoptotic protease Mch-5, CAP4
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Caspase8
◆理论分子量	62 kDa
◆实际分子量	53-57 kDa, 28-34 kDa
◆Gene ID (NCBI)	841
◆GenBank Accession Number	BC028223
◆UNIPROT	Q14790
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:500 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。