

MMP9 Polyclonal antibody

【货号】 AP20201

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	MMP9 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MMP9 (N-terminal), MMP9, 67 kDa matrix metalloproteinase-9, 82 kDa matrix metalloproteinase-9, CLG4B
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	matrix metalloproteinase 9
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human MMP9
◆理论分子量	78 kDa
◆实际分子量	90-100 kDa
◆Gene ID (NCBI)	4318
◆GenBank Accession Number	BC006093
◆UNIPROT	P14780
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1500 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。