

ATP5C1 Polyclonal antibody

【货号】 AP20218

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	ATP5C1 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	F-ATPase gamma subunit, ATP5F1C, ATP5CL1, ATP5C, ATP synthase F1 subunit gamma
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	ATP synthase, H ⁺ transporting, mitochondrial F1 complex, gamma polypeptide 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human ATP5C1
◆理论分子量	33 kDa
◆实际分子量	30-35 kDa
◆Gene ID (NCBI)	509
◆GenBank Accession Number	BC000931
◆UNIPROT	P36542
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1500 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:125-1:500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。