

GYG2 Polyclonal antibody

【货号】 AP20221

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	GYG2 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	EC:2.4.1.186, glycogenin 2, Glycogenin-2, GN 2, GN2
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	glycogenin 2
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human GYG2
◆理论分子量	55 kDa
◆实际分子量	45 kDa , 70 kDa
◆Gene ID (NCBI)	8908
◆GenBank Accession Number	BC023152
◆UNIPROT	O15488
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:500 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。