

HMGB2 Polyclonal antibody

【货号】 AP20223

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	HMGB2 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	HMG-2, HMG2, HMG 2, High mobility group protein B2, High mobility group protein 2
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	high-mobility group box 2
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human HMGB2
◆理论分子量	24 kDa
◆实际分子量	20-25 kDa
◆Gene ID (NCBI)	3148
◆GenBank Accession Number	BC001063
◆UNIPROT	P26583
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1500 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。