

# PIK3IP1 Polyclonal antibody

【货号】 AP20224

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	PIK3IP1 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	HGFL, hHGFL(S), PIK3IP1
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	phosphoinositide-3-kinase interacting protein 1
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PIK3IP1
◆理论分子量	28 kDa
◆实际分子量	28-30 kDa
◆Gene ID (NCBI)	113791
◆GenBank Accession Number	BC011049
◆UNIPROT	Q96FE7
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:250-1:1000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。