

# POLR2C Polyclonal antibody

【货号】 AP20226

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	POLR2C Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	hRPB33, hsRPB3, POLR2C, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, RPB3, RPB31, RPB33
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide C, 33kDa
◆经测试应用	WB, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human POLR2C
◆理论分子量	33 kDa
◆实际分子量	33 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5432
◆GenBank Accession Number	BC028157
◆UNIPROT	P19387
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 1:10-1:100 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。