

# MEPCE Polyclonal antibody

【货号】 AP20228

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ◆产品名称                        | MEPCE Polyclonal antibody   |
| ◆规格                          | 50ul/100ul  |
| ◆别名                          | Bin3 homolog, MEPCE, methylphosphate capping enzyme                                 |
| ◆产品类型                        | Polyclonal  |
| ◆基因全称                        | methylphosphate capping enzyme  |
| ◆经测试应用                       | WB, IHC   |
| ◆宿主                          | Rabbit  |
| ◆种属反应性                       | Human   |
| ◆免疫原                         | A synthesized peptide derived from human MEPCE                                      |
| ◆理论分子量                       | 74 kDa  |
| ◆实际分子量                       | 74 kDa  |
| ◆Gene ID (NCBI)              | 56257   |
| ◆GenBank<br>Accession Number | BC018935  |
| ◆UNIPROT                     | Q7L2J0  |
| ◆形式                          | Liquid  |
| ◆保存条件                        | Store at -20℃. Stable for one year after shipment.                                  |
| ◆建议稀释度                       | 1:250-1:1000 for western blotting (WB)<br>1:10-1:100 for Immunohistochemistry (IHC) |

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。