

SRPK1 Polyclonal antibody

【货号】 AP20229

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	SRPK1 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	EC:2.7.11.1, Serine/arginine-rich protein-specific kinase 1, SFRS protein kinase 1, SFRSK1, SR protein specific kinase 1
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	SFRS protein kinase 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human SRPK1
◆理论分子量	92 kDa
◆实际分子量	80-95 kDa
◆Gene ID (NCBI)	6732
◆GenBank Accession Number	BC038292
◆UNIPROT	Q96SB4
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB) 1:10-1:100 for Immunohistochemistry (IHC) 1:10-1:100 for Immunofluorescence (IF/ICC)

【注意事项】 ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
◆本产品仅限科研使用。