

Fibrillarlin Polyclonal antibody

【货号】 AP20230

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Fibrillarlin Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	FBL, EC:2.1.1.1-, FIB, FIB1, FLRN
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	fibrillarlin
◆经测试应用	WB, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human fibrillarlin
◆理论分子量	34 kDa
◆实际分子量	34 kDa
◆Gene ID (NCBI)	2091
◆GenBank Accession Number	BC019260
◆UNIPROT	P22087
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:3000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。