

PEX26 Polyclonal antibody

【货号】 AP20232

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	PEX26 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Peroxin 26, Peroxisome assembly protein 26, PEX26, PEX26M1T, Pex26pM1T
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	peroxisomal biogenesis factor 26
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human PEX26
◆理论分子量	34 kDa
◆实际分子量	34 kDa
◆Gene ID (NCBI)	55670
◆GenBank Accession Number	BC016280
◆UNIPROT	Q7Z412
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:2000 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。