

DHPS Polyclonal antibody

【货号】 AP20233

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	DHPS Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	MIG13, EC:2.5.1.46, DS, DHS
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	deoxyhypusine synthase
◆经测试应用	WB
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human DHPS
◆理论分子量	41 kDa
◆实际分子量	41 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1725
◆GenBank Accession Number	BC014016
◆UNIPROT	P49366
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:100-1:500 for western blotting (WB)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。