

CD31 Polyclonal antibody

【货号】 AP20234

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	CD31 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	4N13, EndoCAM, GPIIA, GPIIA', PECA1
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	platelet/endothelial cell adhesion molecule
◆经测试应用	WB, IF, IHC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human CD31
◆理论分子量	83 kDa
◆实际分子量	130-140 kDa
◆Gene ID (NCBI)	5175
◆GenBank Accession Number	BC022512
◆UNIPROT	P16284
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:1000-1:5000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF) 1:1000-1:4000 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。