

# Cyclin D1 Polyclonal antibody

【货号】 AP20238

【规格】 50ul/100ul

## 【产品信息】

◆产品名称	Cyclin D1 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CCND1, B cell lymphoma 1 protein, B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	cyclin D1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human cyclin D1
◆理论分子量	34 kDa
◆实际分子量	34 kDa
◆Gene ID (NCBI)	595
◆GenBank Accession Number	BC000076
◆UNIPROT	P24385
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:5000 for western blotting (WB) 1:200-1:800 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:500-1:1500 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
  - ◆本产品仅限科研使用。