

Gamma Cystathionase Polyclonal antibody

【货号】 AP20241

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	Gamma Cystathionase Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	CSE, CGL, CTH, Cystathionine gamma-lyase, EC:4.4.1.1
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	cystathionase (cystathionine gamma-lyase)
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC, IF-P
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human, Mouse, Rat
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human Gamma Cystathionase
◆理论分子量	45 kDa
◆实际分子量	42 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1491
◆GenBank Accession Number	BC015807
◆UNIPROT	P32929
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:2500-1:10000 for western blotting (WB) 1:100-1:400 for Immunofluorescence (IF) 1:50-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。