

NQO1 Polyclonal antibody

【货号】 AP20243

【规格】 50ul/100ul

【产品信息】

◆产品名称	NQO1 Polyclonal antibody
◆规格	50ul/100ul
◆别名	Azoreductase, DHQU, DIA 4, DIA4, DT diaphorase
◆产品类型	Polyclonal
◆基因全称	NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1
◆经测试应用	WB, IHC, IF/ICC
◆宿主	Rabbit
◆种属反应性	Human
◆免疫原	A synthesized peptide derived from human NQO1
◆理论分子量	31 kDa
◆实际分子量	31 kDa
◆Gene ID (NCBI)	1728
◆GenBank Accession Number	BC007659
◆UNIPROT	P15559
◆形式	Liquid
◆保存条件	Store at -20℃. Stable for one year after shipment.
◆建议稀释度	1:500-1:4000 for western blotting (WB) 1:25-1:250 for Immunofluorescence (IF/ICC) 1:25-1:250 for Immunohistochemistry (IHC)

- 【注意事项】
- ◆为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
 - ◆本产品仅限科研使用。